

EARPLUGS 6 PR DISPOSABLE FOAM

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Kuulosuojaimet, suojalasit](#) > [Korvatulpat](#)

Radiansin korvatulpat 6 paria kertakäyttöistä vaahtomuovia



Ominaisuudet

- Nimi: [RADIANS EARPLUGS 6 PR DISPOSABLE FOAM](#)
- Valmistaja: [RADIANS](#)
- Tuotenro: 250028256
- Valm.nro: FP8000BP
- Toimituksen paino: 0.019kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 674326212579

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Radians Korvatulpat 6 Pr Kertakäyttöiset Vaahtomuovia Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Radians Korvatulpat 6 Pr Kertakäyttöiset Vaahtomuovia Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Radians korvatulppien käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita korvatulppien turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä korvatulppia, jos sinulla on korvatulehdus tai muita korvaongelmia.
- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemaa käyttötarkoitusta varten.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että korvatulpat ovat puhtaat ennen käyttöä.
- Älä käytä korvatulppia liian pitkään kerrallaan; vaihda ne säännöllisesti.
- Vältä korvatulppien liiallista työntämistä korvaan.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua, poista korvatulpat välittömästi.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen vaahtomuoville tai muille materiaaleille, joista tuote on valmistettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Pese kädet huolellisesti ennen korvatulppien käsittelyä.
- Ota yksi korvatulppa pois pakkauksesta.

2. Asennus:

- Muotoile korvatulppa käsissäsi, jotta se on helpompi asettaa korvaan.
- Työnnä korvatulppa varovasti korvakäytävään, kunnes se istuu mukavasti.

3. Käyttö:

- Varmista, että korvatulppa on kunnolla paikallaan, eikä se aiheuta epämukavuutta.
- Käytä korvatulppia tarpeen mukaan, esimerkiksi meluisissa ympäristöissä tai nukkumisen aikana.

4. Poistaminen:

- Poista korvatulppa varovasti vetämällä siitä ulospäin.
- Älä vedä liian voimakkaasti, jotta et vahingoita korvaa.

Hävittämisohteet

- Käytä korvatulpat kertakäyttöisinä ja hävitä ne käytön jälkeen.
- Älä heitä korvatulppia viemäriin; hävitä ne kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että hävittäminen tapahtuu ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Kiitos, että valitsit Radians korvatulpat. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi