

LAZARUS HEADREST KIT - SPIRITUS SYSTEMS LAZARUS HEADREST KIT

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Taktinen varustus](#) > [Lisävarusteet](#)

Lazarus Headrest Kit Lazarus Deployable Headrest System on yksinkertainen, mutta tehokas ratkaisu helposti saavutettavan lääketieteellisen varustuksen säilyttämiseen yhdessä kätevässä paketissa. Lazarus Deployable Headrest System kiinnitetään mihin tahansa pääntukeen ajoneuvossasi, ja sen voi nopeasti ja turvallisesti ottaa käyttöön joko matkustaja tai kuljettaja. Pussi avautuu kummaltakin puolelta, mikä tekee siitä loistavan vaihtoehdon käytettäväksi poliisiautoissa, joissa on usein suojaava suojus, joka jakaa takatilan ajoneuvon etuosasta. Se myös helpottaa minkä tahansa matkustajan käyttöä pussin ottamiseksi käyttöön kummaltakin istuimelta. Amerikkalaiset viettävät merkittävän osan ajastaan kuljettamalla ajoneuvojaan. Tämän seurauksena auto-onnettomuudet ovat johtava syy sekä vammoihin että kuolemaan Amerikassa. Olemme paljon todennäköisemmin tilanteessa, joka vaatii lääketieteellistä reaktiota kuin missä tahansa muussa hätätilanteessa, johon valmistaudumme ja varustamme, mikä korostaa valmiiden lääketieteellisten varusteiden tarvetta. Poliisi ja ensivastaajat viettävät lähes kaikki työaikansa partioimalla autoissaan ja reagoimalla traumaattisiin tapahtumiin. On täysin järkevää pitää lääketieteelliset varusteet ajoneuvossasi helposti saavutettavissa ja helposti tunnistettavissa, jos tarjoat välitöntä hoitoa ja ohjaat sivustakatsojaa hakemaan lääketieteellisiä tarvikkeitasi. Pussi avautuu täysin, jolloin pääset käsiksi sen sisältöön. Se myös asettuu tasaiseksi, luoden helpon työskentelytilan osien hakemiseen pussista. Pussi on Velcro-vuorattu ja hyväksyy koko valikoiman Pouch Insert Suite -tuotteitamme sisällön paremman organisoinnin takaamiseksi. Tämä setti tulee kahden osan järjestelmänä: Pussi ja Pääntuen runko. Kiinnitä yksinkertaisesti runko pääntukeen ja liu'uta Lazarus-pussi säädettävään 1 tuuman hihnaan. Ota käyttöön vetämällä yhtä kahta kahvasta, ja pussi irtaantuu rungosta, valmis käyttöön. Huom: Tämä tuote voi olla varustettuna valinnaisilla tarvikkeilla. Valmistettu Yhdysvalloissa



Ominaisuudet

- Nimi: [SPIRITUS SYSTEMS LAZARUS HEADREST KIT](#)
- Valmistaja: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 430101837
- Valm.nro: PO-LZ-BK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.161kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 216mm
- Toimituksen pituus: 191mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Lazarus Headrest Kit Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Lazarus Headrest Kit Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Lazarus Headrest Kit on suunniteltu tarjoamaan helppo ja tehokas tapa säilyttää lääketieteellisiä varusteita ajoneuvossasi. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty pääntuen runkoon ennen käyttöä.
- Käytä pussia vain sille tarkoitetuissa ajoneuvoissa.
- Älä yritä avata pussia voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä pussia vain sen tarkoitetulla tavalla lääketieteellisten varusteiden säilyttämiseen ja käyttöön.
- Varmista, että pussi on täysin avattu, jotta pääset käsiksi sen sisältöön turvallisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä pääntuen runko ajoneuvosi päántukeen.
- Liu'uta Lazaruspussi säädettävään 1 tuuman hihnaan.
- Varmista, että runko on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota käyttöön pussi vetämällä yhtä kahvasta, jolloin pussi irtoaa rungosta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja kunnossa ennen käyttöä.
- Pussi avautuu kummaltakin puolelta, mikä mahdollistaa helpon pääsyn sisältöön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Lazarus Headrest Kit on turvallinen ja tehokas apuväline ajoneuvossasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi