

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER - BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, BLACK

[Survival](#) > [Ensiapu](#) > [Ensiapupakkaukset](#)

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER Yksi tehokkaimmista ja yksinkertaisimmista elämänpelastuslaitteista - jokaisella soturilla, riippumatta toimintakentästä, tulisi olla vähintään yksi tourniquet helposti saatavilla. Tourniquet NOW!™ Strap tarjoaa matalan profiilin, turvallisen ja nopeasti saavutettavan tourniquet-telineen, joka voidaan kiinnittää mihin tahansa MOLLE-alustaan, jossa on kolme pystysuoraa MOLLE-silmukkaa. Joustavat silmukat sopivat erilaisiin NATO-tyylisiin tourniquet'eihin, kuten SOF-T, C-A-T ja muihin samankokoisiin tourniquet'eihin. TNS:n joustavat silmukat voivat mahtua pienempiin tourniquet'eihin tai muihin esineisiin, kuten flex-käsiraudoihin. Tourniquet NOW!™ voidaan asentaa Trauma Kit NOW!™ -sarjan päälle tai Admin Pouchin kummallekin puolelle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, BLACK](#)
- Valmistaja: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Tuotenro: 100044823
- Valm.nro: M-TQH-TNS-BK
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 814520015211

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TOURNIQUET NOW! Strap Turvatoimintaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TOURNIQUET NOW! Strap Turvatoimintaohjeet

Johdanto

TOURNIQUET NOW! Strap on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja helposti saavutettava kiinnityspaikka kiinnitykselle. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja puhtaus.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et tiedä sen oikeaa käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että kaikki MOLLEalustat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.
- Käytä vain suositeltuja NATOtyylisiä kiinnityksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva MOLLEalusta, jossa on vähintään kolme pystysuoraa MOLLEsilrukkaa.
- Kiinnitä Tourniquet NOW! Strap alustaan elastisten silmukoiden avulla.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Testaa kiinnitys ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Ota kiinnitys käyttöön vain hätätilanteessa.
- Noudata aina ensiapuohjeita, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että tuote on helposti saavutettavissa, jos sitä tarvitaan nopeasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti sallittua.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja ostopäivämäärä valmiina keskustelua varten.

Muista, että turvallinen käyttö ja huolellinen käsittely ovat avainasemassa tuotteen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamisessa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi